

LISTA E SHËRBIMEVE - DIAGNOZË VETERINARE						KRITERET TEKNIKE TË PRANIMIT TË KAMPIONEVE					
Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i I Provës (POS)	Teknika	Matrica	Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njësi	Kohëzgjatja (ditë pune)	Vlera (lek)
1	Kafshë	Diagnostikimi Anaplazma spp.	Metoda e ngjyrimit me Gimsa 10-DP-001	Mikroskopike	gjak/ strisho gjaku	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Strisho gjaku në viale plastike	2-3 strisho		1-2 ditë	450
			Metoda ELISA për antitropa për Ab 10-DS-008	Serologjike	Serum	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Vakuntainer	5mL		1-2 ditë	Monitorim
2	Gjedh	Diagnostikimi i Babezia spp.	Ngjyrim me Gimsa 10-DP-002	Mikroskopike	gjak/ strisho gjaku	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Strisho gjaku në viale plastike	2-3 strsho		1-2 ditë	450
3	Kafshë	Diagnostikimi i Endoparazitëve (me peshë specifike të vogël)	Metoda e flotacionit 10-DP-004	Mikroskopike	Feçe/Zorrë	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Kontenierë plastik	10g		1-2 ditë	450
4	Kafshë	Diagnostikimi i Endoparazitëve (me peshë specifike të madhe)	Metoda e sedimentimit të shpejtë & metoda Berman 10-DP-005	Mikroskopike	Feçe	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Kontenierë plastik	10g		1-2 ditë	450
5	Kafshë	Diagnostikimi i Endoparazitëve	Metode e shtrirjes direkte 10-DP-011	Mikroskopike	zorrrë, organe	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Kontenierë plastik	10g		1-2 ditë	450
6	Derra, kuaj	Zbulimi i parazitit Trichinella	Metoda e tretjes enzimatike 10-DP-006*	Mikroskopike	Mish derri	Frigobox 4-8° C	Kontenierë plastik, qese plastike e vogël me zip	100g		1-2 ditë	3600
7	Kafshë	Diagnoza e Zgjebes në Kafshë	Metode e shtrirjes direkte 10-DP-008	Mikroskopike	Kruste/qime/lëkurë	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Kontenierë plastik, qese plastike e vogël me zip	5g		1-2 ditë	500
8	Bletë	Diagnostikimi i Nozematozës në Bletë	Metode Mikroskopike 10-DP-009	Mikroskopike	Bletë	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Viale plastike ose kuti kartoni	30 bletë të sëmura ose sapo ngordhura		1-2 ditë	500
9	Bletë	Diagnostikimi i Varroatozës në Bletë	Metode Mikroskopike 10-DP-010	Mikroskopike	Bletë	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Viale plastike ose kuti kartoni	30 bletë të sëmura ose sapo ngordhura		1-2 ditë	500
10	Qen	Diagnoza e Leishmania infatum në qen	Zbulimi i Antitropave kundër me metodën e imunofluorescencës indirekte IFAT 10-DP-012	Serologjike	Serum	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Vakuntainer	5mL		1-2 ditë	Monitorim
			Metoda ELISA për antitropa(Ab) 10-DS-045	Serologjike	Serum/plazëm	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Vakuntainer	5mL		1-2 ditë	Monitorim

LISTA E SHËRBIMEVE - DIAGNOZË VETERINARE						KRITERET TEKNIKE TË PRANIMIT TË KAMPIONEVE					
Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i I Provës (POS)	Teknika	Matrica	Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njësi	Kohëzgjatja (ditë pune)	Vlera (lek)
11	Peshq&Pr odukte Iktike	Metoda e detektimit të larvave Anisakidae L3 në peshk dhe produktet e peshkimit	Metoda e tretjes enzimatike 10-DP-013 *	Mikroskopike	Peshq, prodh. iktike të gjalla ose konservuara	Frigobox 4-8° C	Qese plastike me zip	1Kg		1-2 ditë	3600
12	Gjedh	Diagnoza e Neospora Caninum	Metoda ELISA për antitrupa Ab 10-DS-009	Serologji	Gjak/Serum	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Vakuntainer	5mL		1-2 ditë	Monitorim
13	Kafshë	Diagnoza e Toksoplazmozës	Metoda ELISA për antitrupa Ab 10-DS-010	Serologji	Gjak/Serum	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Vakuntainer	5mL		1-2 ditë	Monitorim
14	Peshq	Diagnostikimi i sëmundjeve Parazitare të peshqve	Metoda e shtrirjes direkte 10-DP-011	Mikroskopike	Peshk	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Kontenierë plastik	3 peshq		1-2 ditë	450
15	Kuaj	Diagnoza e DOURIN	Ngjyrim Gimsa	Mikroskopike	Gjak	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Kontenierë plastik	5mL		1-2 ditë	500
16	Kafshë	Diagnoza e Cryptosporidium dhe Giardia në kafshë	Testi i imunofluoreshencës direkte 10-DP-014	Mikroskopike	Feçe	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Kontenierë plastik	10 gr		1-2 ditë	

*** Test i Akredituar**

Referenca laboratorike është Manulai Diagnostik i WOA (OIE) dhe ISO.