

LISTA E SHËRBIMEVE - DIAGNOZË VETERINARE						KRITERET TEKNIKE TË PRANIMIT TË KAMPIONEVE					
Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i Provës (POS)	Teknika	Matrica	Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi	Kohëzgjatja (ditë pune)	Vlera (lek)
1	Gjedh/të imta	Diagnoza e Plasjes	Izolimi i <i>B.anthrax</i> , bioprovë 10-DB-008	Metodë Mikrobiologjike (kulturale) mikroskopike, biologjike)	Soil/Ekskretime/Gjak/Muskul /Organe	Frigo-box 4-8 ⁰ C				3-5 ditë	1300
2	Të imta	Diagnoza e Agalaksisë Kontagioze	Izolim i mykoplazmave shkakëtare të Agalaksisë në kafshë 10-DB-010	Kulturale dhe Stereomikroskopike	Ekskretime/Fetus/Organe/Qum është	Frigo-box 4-8 ⁰ C				5-10 ditë	900
3	Shpend	Diagnoza e Mykoplazmozës në shpend	Diagnostikimi i Mykoplazmozës në shpend Izolim dhe identifikim i <i>M.gallisepticum</i> dhe <i>M.sinoviae</i> 10-DB-013	Analize kulturale, stereomikroskopike, RSA	Organe/Serum	Frigo-box 4-8 ⁰ C				3-5 ditë	Monitorim
4	Gjedh	Diagnoza e Mykoplazmozës në gjedh	Diagnostikimi i Mykoplazmozës në gjedh	Kulturale dhe Stereomikroskopike	Ekskretime/Fetus/Organe/Qum është	Frigo-box 4-8 ⁰ C				3-5 ditë	Monitorim
5	Kafshë-shpend	Diagnoza e Enterotoksemisë (shkaktuar nga toxina të Clostridium perfringens)	Metodë Mikrobiologjike (kulturale), mikroskopike dhe biologjike 10-DB-014	Metodë Mikrobiologjike (kulturale) mikroskopike, biologjike)	Organe nga karkasa	Frigo-box 4-8 ⁰ C				3-5 ditë	550
			ELISA për Identifikimin e Clostridium Perfringens & toksinave Theta, Beta dhe Epsilon 10-DS-040	Serologjike	Përmbajtja e lëngshme e zorrëve, lëngu perikardial, peritoneal, supernatantët e kulturës.	Frigo-box 4-8 ⁰ C				1-2 ditë	Monitorim
6	Kafshë-shpend	Salmoneloza shkaktuar nga gjinia Salmonella (Non-typhoidal Salmonella)	Metoda e izolimit dhe identifikimit të Salmonella spp.10-DB-012	Mikrobiologjike me antibiogramë	Fetus/Organe/ materiale nga ambienti	Frigo-box 4-8 ⁰ C				7 ditë	2200
			Metoda e izolimit dhe identifikimit të Salmonella spp.10-DB-012	Diagnostikimi i Salmonelozave pa antibiogramë	Feçe /fetus/Organe/Soil/Tampon kloakal/tampon sipërfaqesh	Frigo-box 4-8 ⁰ C				7 ditë	Monitorim

LISTA E SHËRBIMEVE - DIAGNOZË VETERINARE						KRITERET TEKNIKE TË PRANIMIT TË KAMPIONEVE					
Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i Provës (POS)	Teknika	Matrica	Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi	Kohëzgjatja (ditë pune)	Vlera (lek)
7	Të imta	Diagnostikimi i Listeriozës	Diagnostikimi i Listeriozës	Metoda kulturale, mikroskopike, biokimike, antibiogramë	Fetus/Organe/Tru	Frigo-box 4-8 ⁰ C				3-5 ditë	1000
8	Kafshë-shpend	Diagnostikimi i Kolibakteriozave (shkaktuar nga E. coli)	Diagnostikimi i Kolibakteriozave 10-DB-009	Metoda kulturale, mikroskopike, biokimike, antibiogramë	Fece/Organe/Fetus/Urinë	Frigo-box 4-8 ⁰ C				3-5 ditë	1000
9	Gjedh	Diagnostikimi i Mastiteve Infektive	Identifikimi i patogenëve 10-DB-016	Metodë Mikrobiologjike me antibiogramë	Qumësht	Frigo-box 4-8 ⁰ C				3-5 ditë	1050
10	Gjedh	Diagnostikimi i Paratuberkulozit në Ruminantë	Analize mikroskopike për Para TBC 10-DB-011	Mikroskopike	Diare/Kruarje/Zorrë	Frigo-box 4-8 ⁰ C				1-2 ditë	800
			Metoda ELISA për antitrupa 10-DS-013	Serologji	Serum	Frigo-box 4-8 ⁰ C	Vacutainer (pa antikoagulant)	5mL		1-2 ditë	Monitorim
11	Gjedh	Diagnoza e Tuberkulozit TBC	Metoda ELISA për antitrupa 10-DS-019	Serologjike	Serum	Frigobox 4-8 ⁰ C	Vacutainer (pa antikoagulant)	5mL		1-2 ditë	Monitorim
			Zbulimi i TUBERKULOZIT (TBC) me metodën Real- time PCR 10-BM-005	Biologji Molekulare	Organe (trake, mushkri, qeska ajri, zorrë, shpretka, veshka, mëlçi, zemër)	Frigobox 4-8 ⁰ C	Enë sterile me kapak	Organ i plotë		1-2 ditë	9700
					Mushkëri/gjëndra	Frigobox 4-8 ⁰ C	Enë sterile me kapak	Organ i plotë		1-2 ditë	
			Diagnostikimi i Tuberkulozit	Metodë Mikrobiologjike (kulturale) mikroskopike)	Organe, nodula, qumësht	Frigobox 4-8 ⁰ C				3-5 ditë	Monitorim
			Metoda Ziell- Nelsen 10-HP-007	(Mikroskopi)	Kruarje nga zorrët	Frigobox 4-8 ⁰ C				1-2 ditë	Monitorim

LISTA E SHËRBIMEVE - DIAGNOZË VETERINARE						KRITERET TEKNIKE TË PRANIMIT TË KAMPIONEVE					
Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i Provës (POS)	Teknika	Matrica	Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi	Kohëzgjatja (ditë pune)	Vlera (lek)
12	Gjedh	Diagnoza e Pasteurelozës	Identifikimi i shkaktarit të Pasteurelozës 10-DB-007	Metodë Mikrobiologjike izolim (kulturale/biokimike) Antibigram	Organe/Tampon	Frigobox 4-8° C				3-5 ditë	1900
13	Shpend	Pasteureloza Aviare/ Kolerë e Shpendëve	Diagnostikimi i Kolerës në Shpend	Metodë Mikrobiologjike (kulturale/biokimike)	Organe/Tampon	Frigobox 4-8° C				3-5 ditë	Monitorim
14	Derra	Diagnoza e Fruthit të Derrave	Diagnostikimi i Fruthit në Derra	Metodë Mikrobiologjike izolim (kulturale, mikroskopike, Antibigram)	Karkesë/Organe	Frigobox 4-8° C				3-5 ditë	1600
15	Kuaj	Diagnostikimi i Metritit Kontagjioz i Kuajve	Diagnostikimi i Metritit Kontagjioz i Kuajve	Metodë Mikrobiologjike izolim (kulturale, mikroskopike, Antibigram)	Karkesë/Organe	Frigobox 4-8° C				3-5 ditë	1000
16	Peshq	Sëmundje bakteriale në peshq	Diagnostikimi i Sëmundjeve Bakteriale në peshq	Metoda kulturale, mikroskopike, biokimike, antibiogram	Peshq	Frigobox 4-8° C				3-5 ditë	Monitorim
17	Bletë	Diagnostikimi i Pestës Amerikane në bletë	Izolimi i shkaktarit të Pestës Amerikane	Metoda kulturale, mikroskopike	Hoje bletësh	Frigobox 4-8° C				3-5 ditë	1000
18	Bletë	Diagnostikimi i Pestës Europiane në bletë	Izolimi i shkaktarit të Pestës Europiane	Metoda kulturale, mikroskopike	Hoje bletësh	Frigobox 4-8° C				3-5 ditë	1000
19	Shpend	Koriza	Diagnostikimi i Korrizës infektive të shpendëve	Metodë Mikrobiologjike (kulturale/biokimike/ mikroskopike dhe antibiogram)	Karkesë/Organe	Frigobox 4-8° C				3-5 ditë	Monitorim

LISTA E SHËRBIMEVE - DIAGNOZË VETERINARE						KRITERET TEKNIKE TË PRANIMIT TË KAMPIONEVE					
Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i Provës (POS)	Teknika	Matrica	Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi	Kohëzgjatja (ditë pune)	Vlera (lek)
20	Shpend	Tifo dhe Puluroza e shpendëve	Diagnostikimi i Tifos dhe Pulurozës së shpendëve	Metodë Mikrobiologjike (kulturale/Serologjike /biokimike, antibiogram)	Karkesë/Organe	Frigobox 4-8° C				3-5 ditë	Monitorim
21	Të imta	Klamidioza	Metoda ELISA për antitrupa Ab10-DS-017	Serologjike	Gjak	Frigo-box 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulant)	5 mL (gjak), 100 µl serum		1-2 ditë	Monitorim
			Testi i Fiksimit të Komplementit (RLK) 10-DS-006	Serologjike	Gjak	Frigo-box 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulant)	5 mL (gjak), 100 µl serum		1-2 ditë	Monitorim
			Analize histopatologjike me parafinim 10-HP-001	Histopatologjike	Organe/Mëlçi/Shpretkë/Veshkë /Mushkëri	Frigo-box 4-8° C				1-2 ditë	1000
			Teknika May-Grunëald-Gimsa për abortet klamidike 10-HP-011	Histopatologjike	Organe/Mëlçi/Shpretkë/Veshkë /Mushkëri	Frigo-box 4-8° C				1-2 ditë	1100
22	Gjedh/të imta	Diagnoza e Ethes Q	Metoda ELISA për antitrupa 10-DS-015	Serologjike	Gjak/serum	Frigo-box 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulant)	5 mL (gjak), 100 µl serum		1-2 ditë	800
			Testi i Fiksimit të Komplementit (RLK) 10-DS-007	Serologjike	Gjak/serum	Frigo-box 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulant)	5 mL (gjak), 100 µl serum		1-2 ditë	Monitorim
23	Gjedh/të imta	Diagnoza e Brucelozës	Testi i fiksimit të komplementit 10-DS-001*	Serologjike	Gjak	Frigo-box 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulant)	5 mL (gjak), 100 µl serum		1-2 ditë	600
			Testi i Aglutinimit të Shpejtë (Rose-Bengal) 10-DS-002*	Serologjike	Gjak	Frigo-box 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulant)	5 mL (gjak), 100 µl serum		1-2 ditë	250

LISTA E SHËRBIMEVE - DIAGNOZË VETERINARE						KRITERET TEKNIKE TË PRANIMIT TË KAMPIONEVE					
Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i Provës (POS)	Teknika	Matrica	Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi	Kohëzgjatja (ditë pune)	Vlera (lek)
			Testi i aglutinimit të ngadaltë 10-DS-003*	Serologjike	Gjak	Frigo-box 4-8 ⁰ C	Vacutainer (pa antikoagulant)	5 mL (gjak), 100 µl serum		1-2 ditë	Monitorim
			Testi i Unazës së Qumështit 10-DS-004	Serologjike	Qumësht	Frigo-box 4-8 ⁰ C	tuba plastike me kapak te sigurte	2mL		1-2 ditë	100
			Metoda ELISA për antitropa në serum 10-DS-005*	Serologjike	Gjak	Frigo-box 4-8 ⁰ C	Vacutainer (pa antikoagulant)	5 mL (gjak), 100 µl serum		1-2 ditë	1000
			Metoda ELISA për antitropa në cisternat e qumështit të gjedhit 10-DS-016*	Serologjike	Qumësht	Frigo-box 4-8 ⁰ C	tuba plastike me kapak te sigurte	2mL		1-2 ditë	Monitorim
			izolimit dhe identifikimit të gjinisë Brucella 10-DB-006	Analize kulturale, mikroskopike, biokimike	Karkesë/Fetus/Organe	Frigo-box 4-8 ⁰ C				5-10 ditë	1200
			Identifikimi i Brucella spp. Me metodën Real-time PCR 10-BM-008	Biologji molekulare (Real-time PCR)	Gjendra mamare,nyje limfatike, shpretkë, lëngje biologjike (spermë, urinë, rrjedhje vaginale)lëngje nga placenta/Kulturë	Frigo-box 4-8 ⁰ C				1-2 ditë	Monitorim
24	Kafshë/Shp end	Diagnozë Sëmundje Bakteriale përveç atyre të specifikuara	Izolimi i shkaktarit	Metodë Mikrobiologjike (kulturale/biokimike & Antibioframe)	Fece/Material Biologjik/Organe/Peshk/Rrjedhje vaginale/Shtrese stalle/Tampone/Urinë	Frigo-box 4-8 ⁰ C				3-5 ditë	Monitorim
25	Kafshë/Shp end	Diagnoza Sëmundje Bakteriale	Nekropsi		Karkasë/organe kafshë&shpende	Frigo-box 4-8 ⁰ C				Brenda ditës	140

*** Test i Akredituar**

Referenca laboratorike është Manulai Diagnostik i WOA (OIE) dhe WHO.