

LISTA E SHËRBIMEVE - DIAGNOZË VETERINARE						KRITERET TEKNIKE TË PRANIMIT TË KAMPIONEVE					
Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i Provës (POS)	Teknika	Matrica	Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi	Kohëzgjatja (ditë pune)	Vlera (lek)
1	Derra	Diagnoza e Murtajës Afrikane të Derrit	Zbulim Virusi me Real-time PCR 10-BM-004	Biologji Molekulare	Palcë kocke,organe (shpretka, veshka, mëlçi, zemër,trake, mushkeri, zorrë,nyje limfatike), mbetje fekele	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	Organ i plotë		1-2 ditë	Monitorim
			Testi i Hemoadorbimit (HAD) 10-DV-030	Serologjike	Gjak/serum,Tonsile, nyje limfatike, shpretk, veshke	Frigobox 4-8° C	Vacutainer me EDTA	5 mL		1-2 ditë	Monitorim
			Identifikimi i Virusit 10-DV-047	Izolim virusi në linja qelizore	Gjak/serum,Tonsile, nyje limfatike, shpretkë, veshkë	Frigobox 4-8° C	Gjaku në Vakutainer me EDTA	5 mL		10-20 ditë	Monitorim
			Testi zbulimit të antitropave fluoreshent (FAT) 10-DV-047	Serologjike	Tonsile, nyje limfatike, shpretk, veshke	Frigobox 4-8° C		5 mL		1-2 ditë	Monitorim
			Metoda ELISA për antitropa Indirekte 10-DV-048	Serologjike	Serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL		1-2 ditë	700
			Testi DAS ELISA për Antigenin 10-DS-031	Serologjike	Gjak, nyje limfatike, shpretkë	Frigobox 4-8° C	Gjaku në Vakutainer me EDTA	5 mL (gjak)		1-2 ditë	700
2	Derra	Diagnoza e Murtajës Klasike të Derrit	Izolimi & Identifikimi i Virusit ne Kulturat Qelizore duke perdorur antitropat sekondare te konjuguar me peroksidaze 10-DV-029	Izolim virusi në linja qelizore	Tonsile, nyje limfatike, shpretkë, veshkë	Frigobox 4-8° C	Qese ose gota plastike			10-20 ditë	1700
			Izolimi i virusit ne Linja Qelizore PK 15. 10-DV-042	Izolim virusi në linja qelizore	Tonsile, nyje limfatike, shpretkë, veshkë, gjak	Frigobox 4-8° C	Gjaku në Vakutainer me EDTA	5 mL (gjak)		10-20 ditë	Monitorim
			Testi zbulimit të antitropave fluoreshent (FAT) 10-DV-003	Serologjike	Tonsile, nyje limfatike, shpretkë, veshkë	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	Monitorim
			Testi indirekt i zbulimit të antitropave fluoreshent (IFAT) 10-DV-004	Serologjike	Tonsile, nyje limfatike, shpretkë, veshkë	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	Monitorim
			Metoda ELISA për antitropat 10-DS-033 *	Serologjike	Serum, Plazëm	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)		1	1-2 ditë	1400
			Metoda ELISA për antigenin 10-DS-032	Serologjike	Tonsile, nyje limfatike, shpretkë, veshkë	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	3800

LISTA E SHËRBIMEVE - DIAGNOZË VETERINARE						KRITERET TEKNIKE TË PRANIMIT TË KAMPIONEVE					
Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i Provës (POS)	Teknika	Matrica	Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi	Kohëzgjatja (ditë pune)	Vlera (lek)
3	Derra	Diagnoza e Aftës Epizootike (FMD)	Zbulimi i virusit të Aftës Epizootike me Real-time RT-PCR 10-BM-006*	Biologji Molekulare	Lezione të lëkurës, likuid nga vezikulat, organe	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	Organ i plotë		1-2 ditë	Monitorim
					Rjedhje nazale	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak/tampon me bisht plastik (jo dru)	1 mL	5		
					Gjendra mamare	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak		5		
					Rrjedhje nga sytë	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak/tampon me bisht plastik (jo dru)	1-2 tampon	1-2		
					Lezione erozive/ membrana të gojës	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	1 lezion/2 membrana	1-10		
			Zbulimi dhe Tipizimi i Viruseve me ELISA për antigenin 10-DV-035	Serologjike	Epitelium dhe likuid nga gjuha dhe thundra	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	11000
			Metoda ELISA Kompetitive FMDV NSP (Ab Kunder Proteines Jo-Strukturore) 10-DV-036*	Serologjike	Gjak/Serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	700
4	Derra	Diagnoza e Aujeskut (Pseudo-Tërbimi) (VSA)	Testi zbulimit të antitropave fluoreshent (FAT) 10-DV-001	Serologjike	Tonsile, shpretkë	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	650
5	Derra	Diagnoza e Sindromit Riprodhues dhe Respirator në Derra (PRRS)	Metoda ELISA për antitropat - indirekt 10-DS-039	Serologjike	Gjak/Serum, Plazëm	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	Monitorim

LISTA E SHËRBIMEVE - DIAGNOZË VETERINARE						KRITERET TEKNIKE TË PRANIMIT TË KAMPIONEVE					
Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i Provës (POS)	Teknika	Matrica	Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi	Kohëzgjatja (ditë pune)	Vlera (lek)
6	Derra	Diagnoza e Gripit të Derrit Tipi A	Metoda ELISA për antitrukat 10-DS-030	Serologjike	Gjak/Serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	Monitorim
			Metoda ELISA për antigenin	Serologjike	Gjak, pjesë nga mushkri	Frigobox 4-8° C	Gjaku në Vakutainer me EDTA	5 mL	1	1-2 ditë	Monitorim
			Izolim virusi	Në linja qelizore	Gjak, pjesë nga mushkri, Tampone nazale	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	10-20 ditë	Monitorim
7	Derra	Diagnoza e Parvovirozës së Derrit	Testi i Antitrupeve Fluoreshencës direkte 10-DV-049	Serologji	Pjesë nga mushkëria e fetusit, ileumi, tonsilet, shpretka	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	300
			Testi HA dhe HAP 10-DV-007	Serologjike	Pjesë nga mushkëria, ileumi, tonsilet, shpretka e fetusit. Gjak nga nëna (viremi)	Frigobox 4-8° C	Gjaku në Vakutainer me EDTA	5 mL	1	1-2 ditë	Monitorim
8	Derra	Diagnoza e Encefalomyelitis Infektiv të Derrit (Teschen)	Metoda e shpejte me ngrirje per diagnozen Teschen-it (10-HP-009)	Histopatologjike	Tru	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	Monitorim
9	Kafshë #	Diagnoza e Tërbimit	Zbulimi virusit Real-time RT-PCR 10-BM-007	Biologji Molekulare	Tru	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	Organ i plotë		1-2 ditë	Monitorim
			Testi zbulimit të antitrupeve fluoshent (FAT) 10-DV-039*	Serologjike	Kokë (briri I Amonit, truri i vogël, palca e zgjatur), gjëndrat e pështymës	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	300
			Testi i inokulimit në minjë (Mous Inoculation Test) 10-DV-054	Test biologjik	Ind nga truri	Frigobox 4-8° C				20-25 ditë	Monitorim
			Izolimi i virusit ne linjen qelizore neuroblastoma (N2a, BHK 21) 10-DV-041	Izolim virusi në linja qelizore	Ind nga truri ose i liofilizuar	Frigobox 4-8° C				10-20 ditë	1700
			Metoda ELISA për antitrukat 10-DV-040*	Serologjike	Gjak, letër filtri	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	1900

LISTA E SHËRBIMEVE - DIAGNOZË VETERINARE						KRITERET TEKNIKE TË PRANIMIT TË KAMPIONEVE					
Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i Provës (POS)	Teknika	Matrica	Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi	Kohëzgjatja (ditë pune)	Vlera (lek)
			Zbulimi i Tetraciklinës në dhëmbët e dhelprave të vaksinuara kundër TERBIMIT me anën e testit FAT 10-DV-046	Serologjike	Dhëmb					1-2 ditë	Monitorim
			Metoda e ngjyrit me Gimsa 10-HP-016	Mikroskopike	Ind nga truri (briri i Amonit, truri i vogël dhe palca e zgjatur)	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	Monitorim
10	Ripërtypës	Diagnoza e Gjuhës Blu në kafshet ripertypes	Izolimi virusit	Izolimi virusit në vezet e embrionuara (ECE)	Gjak i pa koagulluar, shpretkë, gjëndra limfatike	Frigobox 4-8° C	Gjaku në vacutainer me EDTA			10-20 ditë	Monitorim
			Izolimi virusit 10-DV-051	Izolimi virusit në linjen qelizore BHK 21/VERO	Gjak i pa koagulluar, shpretkë, gjëndra limfatike	Frigobox 4-8° C	Gjaku në vacutainer me EDTA			10-20 ditë	Monitorim
			Testi AGID 10-DV-050	Serologjike	Serum	Frigobox 4-8° C		5 mL	1	1-2 ditë	Monitorim
			Metoda ELISA për antigenin 10-DV-034	Serologjike	Gjak i pa koagulluar, shpretkë, gjëndra limfatike	Frigobox 4-8° C	Gjaku në vacutainer me EDTA	5 mL	1	1-2 ditë	1100
			Metoda Metoda ELISA për për antitruat 10-DS-021	Serologjike	Gjak/Serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	650
11	Gjedh	Zbulimi i Capripoxvirus -eve (LSD&Lija e të Imtave)	Izolim virusi me Real-time PCR 10-BM-001*	Biologji Molekulare	Rjedhje nazale	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	1mL	5	1-2 ditë	9700
					Rrjedhje nga sytë	Frigobox 4-8° C	Tampon steril, në enë sterile	1 tampon	1-3		
					Gjak	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	2 mL	5		
					Nodula..	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	1 nodul	1-2		
					Kruste	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	2 kruste	2-10		
			Metoda ELISA për antitruat 10-DS-041	Serologjike	Gjak/Serum, Plazëm	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1		Monitorim
12	Gjedh	Diagnoza e Rinotrakeitit infektiv te gjedhit (IBR)	Metoda ELISA për antitruat 10-DS-022	Serologjike	Gjak/Serum, Plazëm	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	Monitorim

LISTA E SHËRBIMEVE - DIAGNOZË VETERINARE						KRITERET TEKNIKE TË PRANIMIT TË KAMPIONEVE					
Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i Provës (POS)	Teknika	Matrica	Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi	Kohëzgjatja (ditë pune)	Vlera (lek)
13	Gjedh	Diagnoza e Diarësë Virale të Gjedhit (VBVD)	Metoda ELISA për antigenin 10-DS-023	Serologjike	Gjak/Seerum, plazëm, ind i veshit	Frigobox 4-8° C	Gjaku në vacutainer me EDTA			1-2 ditë	Monitorim
14	Gjedh	Diagnoza e Leukozës së Gjedhit	Testi AGID 10-DV-053	Serologjike	Serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	Monitorim
15	Gjedh	Diagnoza e Coronavirusëve të Gjedhit	Metoda ELISA për antigenin 10-DS-024	Serologjike	Fece	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	Monitorim
16	Viça	Diagnoza e Diarësë së Viçave nga Rotavirusët në Gjedh	Metoda ELISA për antigenin 10-DS-025	Serologjike	Fece	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	Monitorim
17	Të imta	Diagnoza e Murtajës së Dhenëve dhe dhive (PPR)	Identifikim virusi me Real-time RT-PCR 10-BM-003*	Biologji Molekulare	Rjedhje nazale	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	1mL	5	1-2 ditë	9700
					Lezione erozive/ membrana të gojës	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	1 lezion/2 membrana	1-10		
					Rrjedhje nazale, rrjedhje nga sytë, lezione erozive dhe membrana të gojës etj	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak				
			Metoda ELISA për antitropa 10-DS-020*	Serologjike	Gjak/serum, plazëm	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	2800
18	Të imta	Diagnoza e Artrit Encefaliteve në Dhi (CAE) dhe MAEDI-VISNA/Pneumonia Progressive e Dhenve (MV)	Testi AGID 10-DV-005	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	800
			Metoda ELISA për antitropa 10-DV-006	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	800

LISTA E SHËRBIMEVE - DIAGNOZË VETERINARE						KRITERET TEKNIKE TË PRANIMIT TË KAMPIONEVE					
Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i Provës (POS)	Teknika	Matrica	Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi	Kohëzgjatja (ditë pune)	Vlera (lek)
19	Kuaj	Diagnoza e Virusit të Nilit Perendimor në Kuaj	Metoda ELISA për antitrupa (IgM,IgG) 10-DS-029	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	2800
20	Kuaj	Diagnoza e Anemisë Infektive të Kuaive (EIA)	Testi AGID 10-DV-052	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	500
			Metoda ELISA për antitrupa Ab 10-DS-034	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	Monitorim
21	Gjedh	Diagnoza e Parainflucës 3 në Gjedh	Metoda ELISA për antitrupa Ab 10-DS-044	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	Monitorim
22	Derra	Diagnoza e Sëmundjes Vezikulare të Derrave (SVD)	Metoda ELISA për antitrupa Ab 10-DS-046	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	Monitorim
23	Kafshë	Diagnozë Sëmundje Virale	Analize citologjike 10-HP-012	Teknika Mikroskopike e përgatitjes së mostrave për analiza citologjike	Urinë; likuidi cerebrospinal, torakal, abdominal; organe	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	Monitorim
24	Kafshë	Diagnozë Sëmundje Virale	Nekropsi		Karkasë kafshë/organe	Frigobox 4-8° C				Brenda ditës	140

*** Test i Akredituar**

Metodat e izolimit të viruseve (linja qelizore) përdoren në rastet e rikonfirmimeve kur kemi shpërthime të sëmundjeve në vend dhe për studime shkencore.

Referenca laboratorike është Manulai Diagnostik i WOA (OIE) dhe WHO.