

LISTA E SHËRBIMEVE - DIAGNOZË VETERINARE						KRITERET TEKNIKE TË PRANIMIT TË KAMPIONEVE					
Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i Provës (POS)	Teknika	Matrica	Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi	Kohëzgjatja (ditë pune)	Vlera (lek)
1	Shpend	Diagnoza e INFLUENCE AVIARE në shpendë	Real- time RT-PCR 10-BM-002*	Biologji Molekulare Real - time RT-PCR	Organe (trake, mushkri, zorrë, shpretka, veshka, mëlçi, zemër)	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	Organ i plotë		1-2 ditë	9700
					Rjedhje nazale	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	1 mL	5		
					Rrjedhje nga sytë	Frigobox 4-8° C	Tampon steril, në enë sterile	1 tampon	1-2		
					Tampon kloakal	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	1 tampon	1-2		
			Metoda ELISA për antitrupa 10-DS-012*	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	2000
			Zbulimi i Ab. të Tipit A me AGID 10-DV-008*	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	Monitorim
			Reaksioni i HA dhe HAP 10-DS-028*	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	Monitorim
			Testi i frenimit të Neuramidazës	Serologjike	Gjak	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	1 mL	1	1-2 ditë	Monitorim
			Testi i Shpejtë Antigenik për zbulimin e Antigenit H5 dhe H7	Serologjike	Tampon trakeal dhe kloakal	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	1 tampon	1-2	1-2 ditë	Monitorim
			Izolimi virusi në vezë të embrionuara 10-DS-047	Izolimi virusit në vezët e embrionuara	Ekstrakti i 5 tamponëve kloakal ose orofaringal në 3mL BHI (Infuzion i trurit dhe zemrës) pa antibiotik ose në 3 mL PBS pa antibiotik.	Frigobox 4-8° C	Paketim i sigurtë i trefishtë (enë sterile me kapak, qese, frigobox)			25 ditë	Monitorim
					Organe: 3g (mostër mesatare "pool") ind respirator enterik dhe riprodhues në 5 mL BHI (Infuzion i trurit dhe zemrës) pa antibiotik ose në 5 mL PBS pa antibiotik.	Frigobox 4-8° C	Paketim i sigurtë i trefishtë (enë sterile me kapak, qese, frigobox)				
		Diagnoza e sëmundjes së PSEUDOPSTIT ND (Newcastle Disease) në shpend	Metoda ELISA për antitrupa 10-DS-037*	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	Monitorim
			Reaksioni i HA dhe HAP 10-DS-038*	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	300

LISTA E SHËRBIMEVE - DIAGNOZË VETERINARE						KRITERET TEKNIKE TË PRANIMIT TË KAMPIONEVE					
Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i Provës (POS)	Teknika	Matrica	Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi	Kohëzgjatja (ditë pune)	Vlera (lek)
2	Shpend		Izolim virusi në vezë të embrionuara 10-DS-027	Izolimi virusit në vezet e embrionuara	Ekstrakti i 5 tamponeve kloakal ose orofaringal në 3 mL BHI (Infuzion i trurit dhe zemrës) pa antibiotik ose në 3 mL PBS pa antibiotik.	Frigobox 4-8° C	Paketim i sigurtë i trefishtë (ene sterile me kapak, qese, frigobox)			25 ditë	1700
					Organe: 3g (mostër mesatare "pool") ind respirator enterik dhe riprodhues në 5 mL BHI (Infuzion i trurit dhe zemrës) pa antibiotik ose në 5 mL PBS pa antibiotik.	Frigobox 4-8° C	Paketim i sigurtë i trefishtë (ene sterile me kapak, qese, frigobox)				
3	Shpend	Diagnoza e sëmundjes së LARINGOTRAKEITI INFJEKTIV në shpend	Metoda ELISA për antitrupa 10-DS-026	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	1-2 ditë	Monitorim
			Analize histopatologjike me parafinim për sëmundjen e Laringo-Traketiti infektiv 10-HP-001	Histologjike	Trake	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	1000
			Me metoden e parafinimit 10-HP-002	Teknika e ngjyrosjes me Hematoksilinë - Eozin (HE)	Trake	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	Monitorim
4	Shpend	Diagnoza e sëmundjes së DIFTERIOVARIOLES (DV) në shpend (Lija e shpendëve)	AGID 10-DV-015	Serologjike	karkasë/lëkurë e infektuar	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	Monitorim
				Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL		1-2 ditë	Monitorim
			Metoda ELISA për antitrupa 10-DV-015	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL		1-2 ditë	Monitorim
5	Shpend	Diagnoza e BRONKITI INFJEKTIV në shpend	Izolim virusi në vezë të embrionuara 10-DS-048	Izolimi virusit në vezet e embrionuara	Tampon trakeal, orofaringal dhe kloakal nga shpendët e gjallë. Inde mushkrie, veshke, ovidukti dhe tampone kloakal nga shpendët e ngordhur	Frigobox 4-8° C	Paketim i sigurtë i trefishtë (ene sterile me kapak, qese, frigobox)	Tampone 1-2 copë për zog Organe 1-2 gr ind për zog.	1-2 copë 2 gr ind	25 ditë	Monitorim
			Metoda e neutralizimit të virusit në vezët e embrionuara 10-DS-049	Neutralizim në veze të embrionuara	Tampon trakeal, orofaringal dhe kloakal nga shpendët e gjallë. Inde mushkrie, veshke, ovidukti dhe tampone kloakal nga shpendët e ngordhur	Frigobox 4-8° C	Paketim i sigurtë i trefishtë (ene sterile me kapak, qese, frigobox)	Tampone 1-2 copë për zog Organe 1-2 gr ind për zog.	1-2 copë 2 gr ind	1-2 ditë	Monitorim

LISTA E SHËRBIMEVE - DIAGNOZË VETERINARE						KRITERET TEKNIKE TË PRANIMIT TË KAMPIONEVE					
Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i Provës (POS)	Teknika	Matrica	Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi	Kohëzgjatja (ditë pune)	Vlera (lek)
			Metoda ELISA për antitropa 10-DS-035	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	1-2 mL	1-2 mL	1-2 ditë	Monitorim
			Testi HAP 10-DS-050	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	1-2 mL	1-2 mL	1-2 ditë	Monitorim
6	Shpend	Diagnoza e GUMBOROS (Bursal Disease) në shpendë (IBD)	Metoda ELISA për antitropa 10-DS-018	Serologjike	Gjak/serum/Bursa e Fabricit	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	Monitorim
			Testi AGID 10-DV-009	Serologjike	Gjak/serum/Bursa e Fabricit	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	Monitorim
			Analize histopatologjike me ngjirje te thelle per semundjen e Gumboros 10-HP-003	Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine (HE), per te gjitha strukturat e organeve	Organe/ Bursa e Fabricit	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	600
			Analize histopatologjike me parafinim per semundjen e Gumboros 10-HP-002	Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine (HE), per te gjitha strukturat e organeve	Organe/ Bursa e Fabricit	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	Monitorim
7	Shpend	Diagnoza e sëmundjes MAREK	AGID	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL		1-2 ditë	Monitorim
			Analize histopatologjike me ngjirje te thelle 10-HP-003	Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine (HE), per te gjitha strukturat e organeve	Të gjitha strukturat e organeve/ Mëlçi/ Shpretkë/ Mushkëri/ Veshkë/ Nervi					1-2 ditë	600
			Analize histopatologjike me parafinim per semundjen e Marekut 10-HP-021	Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine (HE) me parafinim	Organe / Mëlçi/ Shpretkë/ Mushkëri/ Veshkë/ Nervi	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	Monitorim
8	Shpend	Diagnoza e Leukozës në shpend	Analize histopatologjike me ngjirje te thelle per Leukozen e shpendeve 10-HP-003	Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine (HE), per te gjitha strukturat e organeve dhe semundjet	Organe / Mëlçi/ Shpretkë/ Mushkëri/ Veshkë/ Zorrë	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	Monitorim

LISTA E SHËRBIMEVE - DIAGNOZË VETERINARE						KRITERET TEKNIKE TË PRANIMIT TË KAMPIONEVE					
Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i Provës (POS)	Teknika	Matrica	Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi	Kohëzgjatja (ditë pune)	Vlera (lek)
			Analize histopatologjike me parafinim per Leukozen e shpendeve 10-HP-002	Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine (HE), per te gjitha strukturat e organeve dhe semundjet	Organe / Mëlçi/ Shpretkë/ Mushkëri/ Veshkë/ Zorrë	Frigobox 4-8° C				1-2 ditë	Monitorim
9	Shpend	Diagnoza #	Nekropsi		Karkasë shpendë	Frigobox 4-8° C				Brenda ditës	140

*** Test i Akredituar**

Metodat e izolimit të viruseve (SPF vezë) përdoren në rastet e rikonfirmimeve kur kemi shpërthime të sëmundjeve në vend dhe për studime shkencore.

Referenca laboratorike është Manulai Diagnostik i WOA (OIE) dhe WHO.