

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE			
UDHEZUES: "Mbi kushtet teknike të pranimit të kampioneve"			
MOD. N°	40-SU-007	RISH. 01	Sektori i Diagnostikimit të Dëmtuesve
PMS N°	20-SU-010	FAQJA 1 NGA 3	DATA: 27/12/2007

Kritere teknike për kampionet në kuadër të diagnostikimit të dëmtuesve në bimë

Matrica		Kriteret teknike				
Matrica	Përshkrimi i produktit	Dëmtuesi	Temperatura e ruajtjes gjatë transportit	Paketimi	Sasia minimale për njësi	Njësi kampioni
Degëz	Degëz 1 vjeçare me minimumi 10 gjethe të maturuara me/pa simptoma për çdo bimë. Kampionet duhet të merren deri në 5 bimë të ndryshme nga e njejta specie , të paketuara në qese individuale për çdo bimë të mbyllura hermetikisht. Brënda në qeset individuale të futet një letër absorbuese pak e lagur me ujë për ruajtjen e lagështirës. Të pesta paketimet individuale duhet të ripaketohen në një qese të vetme përfaqësuese për 1 kampion.	Xylella fastidiosa	Boks frigoriferik 4 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	Degë 30 cm e gjatë.	1
Fidan	Fidan i plotë me/pa simptoma		4 °C nëse kampioni është pa vazo		Një fidan i plotë	
Gjethe/lule me pendukle/lastar/degëza	Të gjitha me njolla të vogla nekrotike dhe/ ose me eksudate.	Erwinia amylovora	Boks frigoriferik 4 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	7 për bimë	1
Fidan	Me dhe pa simptoma		4 °C nëse kampioni është pa vazo		1 fidan për bimë	
Degëz me gjethe/lule	Me dhe pa simptoma		Boks frigoriferik 4 °C		30cmx4/ 5 për bimë	

UDHEZUES: "Mbi kushtet teknike të pranimit të kampioneve"

MOD. N°	40-SU-007	RISH. 01	Sektori i Diagnostikimit të Dëmtuesve
PMS N°	20-SU-010	FAQJA 2 NGA 3	DATA: 27/12/2007

Matrica		Kriteret teknike				
Matrica	Përshkrimi i produktit	Dëmtuesi	Temperatura e ruajtjes gjatë transportit	Paketimi	Sasia minimale për njësi	Njësi kampioni
Kërcell	Kërcell me gjethe me simptoma/ pa simptoma	ToBRFV	Boks frigoriferik 4 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	2-3 për bimë	1
Gjethë	Gjethë në gjendje të mirë, pa zona nekrotike	Flavescence doree phytoplasma	Boks frigoriferik 4 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	20 gjethë për bimë	1
Gjethë	Gjethë të maturuara me simptoma/ pa simptoma	Plum pox potyvirus	Boks frigoriferik 4 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	5-10 gjethë për bimë	1
Degëz me gjethë	Me simptoma	Pseudocercospora angolensis	Boks frigoriferik 4 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	4 për bimë	1
Dhé	Dhé me lagështi normale në thellësi 5-30 cm, të mbrojtur nga rrezet e dritës.	Globodera pallida, Globodera rostochiensis	Boks frigoriferik 4-10°C	Qese sterile me zip e kodifikuar	Minimali sht 600 gr për njësi	1
Rrënjë	Rrënjët simptomatike dhe dheun përreth, të mbrojtur nga rrezet e dritës.		Boks frigoriferik 4-10 °C		Minimali sht 500 gr për njësi	

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE		
UDHEZUES: "Mbi kushtet teknike të pranimit të kampioneve"		
MOD. N°	40-SU-007	RISH. 01
		Sektori i Diagnostikimit të Dëmtuesve
PMS N°	20-SU-010	FAQJA 3 NGA 3
		DATA: 27/12/2007

Matrica		Kriteret teknike				
Matrica	Përshkrimi i produktit	Dëmtuesi	Temperatura e ruajtjes gjatë transportit	Paketimi	Sasia minimale për njësi	Njësi kampioni
Dhé	Dheu bashkë me rrënjët e imëta me lagështi normale, të mbrojtur nga rrezet e dritës.	Xiphinema index, Xiphinema diversicaudatum	Boks frigoriferik 4-10 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	Minimali sht 600 gr per njësi	1
Bulb, zhardhok/ stolone/ Rrënjë me dhe' / farë	Bulb, zhardhok, stolone, rrënjë bashkë me dhe', pjesë ajrore të bimës ku është e mundur, dhe' / farë të mbrojtur nga rrezet e dritës. Me/pa simptoma	Ditylenchus Dipsaci (Kuehn) dhe Ditylenchus Gigas	Boks frigoriferik 4-10 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	Minimali sht 1 kg per njësi	1
Insekt i rritur	I pa dëmtuar nga faktorë të jashtëm	Philaenus spumarius	Ambient	Në kontenier transparent/ kurthe ngjithëse, i kodifikuar	3 -5 insekte	1

Kritere të bazuara në: European and Mediterranean Plant Protection Organization

- 1. Mostrat që rezultojnë me varietete të ndryshme brenda të njëjtit kampion do të konsiderohen jo konform.**
- 2. Kampionet duhet të mbahen në gjendje të freskët dhe data e kampionimit duhet të jetë e njëjtë me datën e ardhjes në laborator.**

Për dërgesa me postë:

Paketimi konsiston në qese plastike sterile e mbyllur me pak ajër duke vendosur një letër absorbuese pak të lagur për të ruajtur lagështirën e kampionit gjatë transportit. Vijnë paketimi i dytë duke mbështjellë kërcellin dhe gjethet me letër ose qese plastike (qese me ajër). Kutia mbushet me letër për të parandaluar lëvizjen dhe dëmtimet gjatë transportit.

Çdo devijim nga këto kritere ndikon në rezultatin analitik. Pranimi i kampionit në këto raste bëhet vetëm me kërkesë me shkrim nga klienti duke marrë parasysh që rezultati analitik do të jetë i ndikuar nga gjendja e kampionit.